



livioEdge^{AI}

הסאונד של הדור הבא של מכשירי
שמיעה מונעי בינה מלאכותית



TIME
BEST

INVENTIONS

2019

טכנולוגיה עטורת פרסים

מכשירי השמיעה שחוללו מהפכה נמנים בין ההמצאות הטובות ביותר של מגזין TIME לשנת 2019. Livio AI, מכשירי השמיעה הבריאותיים הראשונים בעולם משולבי בינה מלאכותית וחיישנים, מבטאים את הקשר העמוק שבין בריאות השמיעה לבריאות הכללית. מכשירי השמיעה Livio Edge AI נבנו על בסיס טכנולוגיה זו.

מגדירים את חוד החנית הטכנולוגי

המצאנו מחדש את מכשירי השמיעה משולבי בינה מלאכותית וחיישנים כדי להעצים אתכם ביכולת משנות חיים ובביצועי סאונד שלא התאפשרו עד היום. זוהי רק ההתחלה במאמץ המתמשך שלנו להעניק את פתרונות השמיעה הטובים ביותר עם הטכנולוגיות המתקדמות ביותר.



העניקו לעצמכם יתרון חד

עם מכשירי השמיעה Livio Edge AI, הכוח של הבינה המלאכותית נמצא בקצות האצבעות שלכם, ומעניק לכם את הדור הבא של ביצועי סאונד שלא התאפשרו עד היום, גם בסביבות ההאזנה המתגרות ביותר.

בינה מלאכותית מוטמעת

Livio Edge AI נותנים לכם יתרון חד על פני מכשירי שמיעה אחרים הודות לבינה המלאכותית בכל מכשיר ומכשיר.

סאונד ללא תקדים במצב Edge

טכנולוגיית AI מסייעת לכם במצבי ההאזנה המתגרים ביותר בקלות באמצעות טפיחה קלה על המכשיר.

עוצמה מותאמת אישית

מכשירי השמיעה התוך-אוזניים הנטענים הראשונים בעולם* מעניקים לכם אפשרויות נוחות, דיסקרטיות ומותאמות.



*מצוידים בטכנולוגיית AI, 2.4GHz אלחוטי ובסוללות LiOn


livioEdge^{AI}



livioEdge^{AI}

Livio Edge AI לוקחים את ביצועי הסאונד המובילים שלנו לרמות אחרות, ומעניקים לכם התאמות מיידיות לסביבות ההאזנה המתגרות ביותר.

באמצעות טפיחה קלה מערכת הבינה המלאכותית שבמכשירי השמיעה סורקת את הסביבה ומבצעת התאמות מיידיות כדי לסייע לכם כשאתם הכי זקוקים לכך. עיבוד הסאונד המתקדם הזה זמין אך ורק במכשירי Livio Edge AI.



לשמוע דיבור בנוחות אפילו בסביבות עמוסות תוך הנמכת רעש בלתי רצוי.

ללא זמזומים או שריקות – רק האזנה נטולת רעשי לוואי כל היום.

איכות סאונד עילאית, צלילות, שמיעה טבעית יותר עם מעברים חלקים בין סביבות ללא מאמץ.


שידור – הזרמת שמע - של שיחות
טלפוניות באופן צלול ובהיר.
תוכלו גם להינות ממוזיקה באופן
שהיא נועדה להישמע.

חברו את מכשירי שמיעה
באמצעות בלוטות'
לאביזרים וטלפונים
מסוג אייפון או מבוססי
אנדרואיד*



תוכלו להינות משקט ושלווה תוך
הגברת קולות רצויים כמו דיבור.

*אביזר Remote Microphone + נדרש לטלפונים מבוססי אנדרואיד מדגמים מסוימים



שמיעה בריאה משמעותה היא שגם אתם בריאים יותר

הוכחות שהולכות ומצטברות מצביעות על הקשר בין בריאות השמיעה לבין הבריאות הכללית. אנשים המטפלים בירידה בשמיעה שלהם, לא רק ששומעים טוב יותר אלא ככל הנראה מקטינים את הסיכון למצבי בריאות חמורים, כגון ירידה ביכולת קוגניטיביות ודמנציה.¹



יכולת מעקב מדויקת יותר
האוזן היא המקום הטוב ביותר
למעקב אחר נתונים בנוגע
לבריאות ולכשירות גופנית.
Livio Edge AI מעניק לכם את
היתרון הזה.

מעקב גופני



להישאר פעיל הוא המפתח להישאר בריא.
נמצא, כי מעקב אחר מספר הצעדים ואחר
תנועה גופנית עשוי להוות השראה להמשך
פעילות או הגברתה.

מעקב מנטלי



חיי חברה בריאים עשויים להפחית מתח ולמנוע
דיכאון, ומובילים לבריאות מנטלית טובה
יותר. מעקב אחר זמן ואופן השימוש במכשירי
השמיעה עשוי לעודד יותר
פעילות חברתית.

זיהוי נפילות והתראות



כדי לשמור עליכם עצמאיים, מכשירי השמיעה
תוכננו לזהות נפילות ולשלוח הודעות התראה
מתאימות לאנשי קשר שנבחרו לשם כך.

שתי אפליקציות (יישומונים) שעובדים ביחד

thrive



For you

שליטה קלה ומותאמת אישית

אפליקציית Thrive עובדת עם Livio Edge AI באופן חלק וסמוי ומעניקה לכם שליטה על מכשירי השמיעה שלכם. שנו את הגדרות המכשירים בקלות, התאימו את עוצמת הקול, צרו תכניות אקוסטיות מותאמות והזרימו מוזיקה או שיחות טלפון, והכל בלחיצת כפתור.

וזו רק ההתחלה

אפליקציית Thrive מעניקה אפשרויות עוצמתיות רבות וקלות לשימוש לניהול מדדי הבריאות שלכם ולגישה למידע שימושי.





thriveCare 
לאנשים הדואגים לך

שמרו על העצמות שלכם

Thrive Care מספק שקט נפשי לאלה שבחרתם לשתף עמם מידע ועוזר לכם להרגיש בטוחים ועצמאיים.

באמצעות Thrive Care, ניתן לשתף מידע על מדדי הפעילות הפיזית והחברתית שלכם ועל השימוש במכשירי השמיעה עם אנשים שבחרתם מראש. אתם בוחרים במה לשתף מאפליקציית Thrive. בלעדית למכשירי Livio Edge AI.

מידע ותכונות קלות לשימוש באפליקציית thrive

אין עוד מכשירי שמיעה כאלה הנותנים לכם
ביצועים עוצמתיים ומידע קל לשימוש בקצות
אצבעותיכם.



Thrive Assistant – המסייע

השתמשו בפקודות קוליות (בשפות
נתמכות) כדי לקבל תשובות מהירות
לשאלות, להגדיר תזכורות ולשלוט על
מכשירי השמיעה שלכם.



תזכורות

קבלו תזכורות קוליות למכשירי השמיעה
או על מסך הטלפון, כמו תזכורת לקחת
תרופות.



כיבוי/הפעלה אוטומטיים

מכשירי Livio Edge AI מזהים כשאתם
מרכיבים את המכשירים שלכם או
מוציאים אותם וחוסכים בצריכת סוללה.



תרגום

קבלו תרגום סימולטני של שפה שאתם
שומעים (בשפות ובמכשירי טלפון נתמכים)
ושמעו את התרגום במכשירי השמיעה
שלכם.



מותאם. נוח. תוך אוזני.

הכירו את מכשירי השמיעה הנטענים התוך-אוזניים הראשונים בעולם הפועלים בטכנולוגיה אלחוטית של 2.4 GHz. המכשירים נבנים כך שיתאימו אישית לתעלת האוזן שלכם בנוחות ובאופן בטוח. שלל צבעים לבחירה מאפשרים לכם להיות דיסקרטיים או להבליט את המכשירים שאתם מרכיבים לפי בחירתכם.

המטען החדש שלנו מתאים לכל מכשירי השמיעה המותאמים תוך אוזניים, ומספק עד 24 שעות שימוש בטעינה בודדת.



שמיעה המונעת באמצעות בינה מלאכותית לכל צורך

דברו עם קלינאי התקשורת המטפל בכם
במכון השמיעה שלכם על רצונותיכם, אורח
חייכם ועל כמה פעילים אתם, כדי שתוכלו
למצוא את מכשירי השמיעה המתאימים
עבורכם.
גם אם יש לכם ירידת שמיעה חד-צידית –
יש לנו פתרון.

פתרונות שמיעה תוך אוזניים

בנוי בהתאמה אישית
בהתאם לתעלת האוזן שלכם



החלק הגלוי
כלפי חוץ

צבעים לבחירה



Pink



Light
Brown



Medium
Brown



Chestnut



Dark
Brown



Black

livioEdge^{AI}

פתרונות שמיעה מאחורי האוזן



Black



Slate



Sterling



Bright White
with Sterling

ציפוי מיקרוני מיוחד
מסייע לשמירה על
מכשירי השמיעה
מפני לחות



Espresso



Champagne



Bronze

צבעים לבחירה

התחברו מחדש למה שהכי חשוב לכם

אביזרים אלחוטיים מעוצבים ברמה הגבוהה ביותר משדרים את הסאונד שאתם אוהבים ישירות למכשירי השמיעה Livio Edge AI. תוכלו ליהנות מאיכות קול מעולה בהאזנה למוזיקה המועדפת עליכם, לתכניות טלוויזיה ולשיחות טלפון.

1. מיני מיקרופון אישי

תוכלו ליהנות משיחות אחד-על-אחד בסביבות רועשות באמצעות הצמדת המיקרופון לדש הבגד של בן השיח שלכם.



2. משדר לטלוויזיה

שדרו בקלות סאונד מהטלוויזיה שלכם או ממקור קול אחר ישירות למכשירי השמיעה שלכם.

3. מיקרופון אישי +

מאפשר הזרמת שמע וביצוע שיחות אחד-על-אחד בסביבות רועשות בקלות.

4. מיקרופון שולחני

מאפשר לנהל שיחות בישיבות או פגישות מרובות משתתפים באמצעות שמונה מיקרופונים מובנים המשדרים את הקול של הדובר הראשי למכשירי השמיעה שלכם.

5. שלט רחוק

מאפשר שליטה פשוטה ובקלות על עוצמת הקול, השתקת מכשירי השמיעה שלכם ועוד תכונות נוספות.



The Thrive logo, Thrive, the Thrive Care logo, Thrive Care, Surface Nanoshield, Livio, Livio logo, Healthable and the Starkey logo are trademarks of Starkey Laboratories, Inc.

Apple, the Apple logo, iPhone, iPad, iPod touch, App Store and Siri are trademarks of Apple, Inc., registered in the U.S. and other countries.

Google Play and Android are trademarks of Google LLC.

The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Starkey is under license.

©2019 TIME USA LLC. All rights reserved. Used under license. TIME and TIME USA LLC. are not affiliated with, and do not endorse products or services of Starkey Hearing Technologies.

SOURCE

¹ Bassuk, S. S., Glass, T. A., & Berkman, L. F. (1999, Aug. 3). Social disengagement and incident cognitive decline in community-dwelling elderly persons. *Annals of Internal Medicine*, 131(3), 165-173.

The app may have slight differences depending on your phone.




Audio Medic
אודיו מדיק. תרשו לעצמכם לשמוע
תל-אביב פרישמון 75, טל' 03-5225223
www.audio-medic.co.il
info@audio-medic.co.il



www.Starkey.com